



La carta crespata medicale viene prodotta secondo le norme EN 868.

È particolarmente indicata per avvolgere i materiali durante i cicli di sterilizzazione a VAPORE ed EO.

Offre ottime prestazioni come barriera, resiste all'umidità ed è stabile dopo il ciclo di sterilizzazione. Disponibile in vari formati.

È disponibile nei colori verde, blu e bianco.

Prodotto di Classe I



Medical crepe paper is produced following EN 868.

It is the ideal packaging material during the STEAM and EO sterilization cycle; infact it provides the best possible barrier because it is damp-resistant and stable after the sterilization cycle. Available in different sizes.

Available in green, blue, white colors.

Medical Device Class I

CARTA CRESPATA MEDICALE | MEDICAL CREPE PAPER

CRESP.75X75	750 × 750 mm	250 sheets carton
CRESP.90X90	900 × 900 mm	250 sheets carton
CRESP.100X100	1000 × 1000 mm	250 sheets carton
CRESP.120X120	1200 × 1200 mm	200 sheets carton